



БАНДАЖ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ



эластичные
изделия



Mod. 301

БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

(Украинское производство)

Бандаж применяется при остеохондрозе, радикулите, смещениях и грыжах межпозвонковых дисков, ущемлении нервов, травмах, хронических болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Благодаря двум ребрам жесткости бандаж обеспечивает поддержку поясницы, расслабление мышц спины и нормализацию кровообращения.

Также бандаж можно применять после родов и операций на брюшной стенке, в том числе после кесарева сечения (вынуть ребра жесткости). Бандаж поддерживает мышцы живота, обеспечивает умеренную компрессию передней брюшной стенки и предотвращает расхождение послеоперационных швов. Два съемных ребра жесткости обеспечивают надежную поддержку и фиксацию в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.


- Уменьшение боли и профилактика травм поясницы.
- Обеспечивает поддержку мышц живота в послеоперационный или послеродовой период (при снятии ребер).
- Предупреждает расхождение послеоперационных швов и возникновения послеоперационных грыж живота (при снятии ребер).

Назначение:

- перенапряжение мышц спины при физических нагрузках;
- при занятиях спортом;
- при малоподвижном образе жизни;
- при остеохондрозе, радикулите, смещениях и грыжах межпозвонковых дисков, ущемлении нервов;
- появление нестабильности в пояснично-крестцовом отделе;
- период реабилитации после травм и операций;
- неврологические проявления.

Преимущества:

1. Изготовлено с использованием хлопка.
2. Дышащая и устойчивая к деформациям ткань.
3. Высота изделия полностью покрывает болевую зону.
4. Разработан в соответствии с рекомендациями врачей.
5. Сделано в Украине.



| Размер № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Окружность талии, см | 50-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 |
| Код Мориона | 408669 | 408670 | 408671 | 408672 | 408673 | 408674 | 408675 | 408676 |

Схема надевания:

1. примите горизонтальное положение тела, лицом вверх;
2. застежки "велкро" размещаются спереди по центру живота;
3. зафиксируйте застежку плотно к телу, создавая необходимую компрессию.



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**