




Дистрибьютор
изделий медицинского
назначения



Ассортимент продукции

Вата «Зиг-Заг»

 (Украинское производство)

Назначение: Вата предназначена для медицинских манипуляций, связанных с обработкой ран, а также для снятия макияжа, ежедневного гигиенического ухода, для детей и взрослых. Обеспечивает максимальный впитывающий и очищающий эффект. Подходит для любых типов кожи и не имеет противопоказаний.

Описание: Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая изготовлена из 100% хлопка высокого качества, отбеленного без использования хлора. «Зиг-Заг» - это удобная форма фасовки ваты. В отличие от рулонной, вата «Зиг-Заг» не спрессована, а удобно сложена зигзагом, что позволяет отрывать нужное количество от ватной ленты, не затрагивая остаток, который находится в пакете, и уберегать основную массу от загрязнения, запыленности, инфекции.



Название	Код Мориона	Вес	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Вата медицинская гигиеническая нестерильная «Зиг-Заг»	295743	50 г	1	100
	295744	100 г		50
	295745	200 г		25



Ассортимент продукции



Вата ролик

 (Украинское производство)

Назначение: Вата предназначена для различных медицинских манипуляций, связанных с обработкой ран. Также вата используется для снятия макияжа, ежедневного гигиенического и косметического ухода, подходит для детей и взрослых.

Описание: Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая изготовлена из 100% хлопка высокого качества, отбеленного без использования хлора. Благодаря передовой технологии производства вата является экологически чистым продуктом без добавок и примесей. Вата имеет идеально белый цвет без посторонних запахов и отличную гигроскопичность.

Название	Код Мориона	Вес	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Вата медицинская гигиеническая нестерильная	295739	25 г	1	400
	295740	50 г		200
	295741	100 г		100
	295742	250 г		40
Вата медицинская гигиеническая стерильная	295736	25 г	1	250
	295737	50 г		100
	295738	100 г		65

Ассортимент продукции

Бинты марлевые

 (Украинское производство)

Назначение: Бинты ТМ «Білосніжка» стерильные и нестерильные в индивидуальной упаковке могут применяться для перевязок, фиксации тампонов из ваты и других медицинских изделий. Бинты ТМ «Білосніжка» могут быть частью домашней аптечки или набора скорой помощи.

Описание: Бинты марлевые стерильные и нестерильные изготавливаются из марли простого плетения.



Название	Код Морiona	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Бинт медицинский нестерильная	295751	5 м x 5 см	1	400
	295752	5 м x 10 см		300
	295753	7 м x 14 см		200
Бинт медицинский стерильная	295749	5 м x 10 см	1	300
	295750	7 м x 14 см		200

Ассортимент продукции

Отрезы марлевые

 (Украинское производство)

Назначение: Марлевые отрезы ТМ «Білосніжка» нестерильные в индивидуальной упаковке могут применяться для изготовления операционно-перевязочных средств при операциях, перевязках ран и ожогов. Марлевые отрезы могут быть частью домашней аптечки и набора скорой помощи.

Описание: Марлевые отрезы ТМ «Білосніжка» изготовлены из марли простого плетения, отбеленной без использования хлора.



Название	Код Мориона	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Отрезмарлевый медицинский нестерильный	295754	1 м	1	200
	295755	2 м		200
	295756	3 м		120
	295757	5 м		90
	295758	1 м (складка)		100
	295759	10 м (складка)	1	30



Ассортимент продукции

Салфетки марлевые

 (Украинское производство)

Назначение: Салфетки марлевые медицинские стерильные «Білосніжка» предназначены для использования в качестве готовых операционно-перевязочных средств. Применяются для наложения повязок, осушения ран при перевязках и операциях, для тампонады с целью остановки кровотечения и дренирования, давления на какую-либо часть тела (в основном, для остановки кровотечения), предупреждения отека тканей или удержания конечности или другой части тела в неподвижном состоянии, а также для защиты раны от воздействия внешней среды.

Описание: Салфетки марлевые медицинские изготавливаются из медицинской отбеленной марли. Стерильные салфетки простерилизованные в соответствии с инструктивно-методическими документами, утвержденными органами здравоохранения.



Название	Код Мориона	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Салфетки марлевые медицинские стерильные	295807	16 см х 5 см (4 сл.)	1	600
	298760	16 см х 5 см (4 сл.)	5	200
	295808	45 см х 29 см (4 сл.)	1	300

Ассортимент продукции

Салфетки марлевые с петлей

 (Украинское производство)

Назначение: Абдоминальный спонж (салфетка с петлей) - это большая 4-х слойная марлевая салфетка с оверлочными краями. Он используется при полосных операциях в качестве брюшной салфетки для отделения оперируемого органа от окружающих органов и для тампонации.

Описание: Абдоминальный спонж изготавливается с петлей. Она служит для фиксации спонжа к операционному белью или покрытию, для контроля количества спонжей, используемых в оперируемой полости. Также петля нужна для удобного удаления спонжа из полости.

Также в абдоминальном спонже присутствует рентгеноконтрастная пластина, которая осуществляет надежный контроль последствий операции.



Название	Код Мориона	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Салфетка марлевая с петлей стерильная	298653	45 см х 45 см (4 сл.)	2	100
	298652	90 см х 45 см (4 сл.)		55
Салфетка марлевая с петлей нестерильная	298648	45 см х 45 см (4 сл.)	25	55
	298649	90 см х 45 см (4 сл.)		55

Ассортимент продукции

Спонжи марлевые

 (Украинское производство)

Назначение: Марлевый шарик (спонж) - небольшой кусочек марли с подвернутыми краями, сложенные в несколько слоев. Стерильные марлевые спонжи с рентгеноконтрастной нитью ТМ "Білосніжка" используются для осушения операционного поля, остановки кровотечений во время полостных операций (тампонации).

Описание: Стерильные марлевые спонжи ТМ "Білосніжка" с рентгеноконтрастной нитью владеют лучшей гигроскопичностью (способность быстро впитывать жидкость) и капиллярностью (способность выносить жидкость из нижних в верхние слои повязки) чем плоские салфетки.

Таким образом рационально использовать марлевые спонжи при полостных операциях т.к. они имеют высшую степень поглощения и их очень удобно держать пинцетом.



Название	Код Мориона	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Спонжи марлевые медицинские стерильные	298669	диаметр 25 мм	20	125
	298670	диаметр 40 мм		50
Спонжи марлевые медицинские нестерильные	298663	диаметр 25 мм	200	55
	298666	диаметр 40 мм		55

Ассортимент продукции

Пакеты перевязочные

 (Украинское производство)

Назначение: Пакет перевязочный первой помощи ТМ «Білосніжка» стерильный с одной подушечкой предназначен для оказания медицинской помощи при ранениях и ожогах.

Описание: Готовая стерильная повязка, которая служит для наложения на рану с целью остановки кровотечения и защиты раны от проникновения инфекции. Выпускается с одной ватно-марлевой подушечкой размером 13см x 11см, пришитой к марлевому бинту 5м x 10см.

Готовая стерильная повязка, которая служит для наложения на рану с целью остановки кровотечения и защиты раны от проникновения инфекции. Выпускается с двумя ватно-марлевыми подушечками размером 13см x 11см. Одна подушечка неподвижная, пришита к марлевому бинту 5м x 10см., а другая может передвигаться вдоль бинта.



Название	Код Мориона	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Пакеты перевязочные стерильные	295735	13см x 11см (с 1 подушкой)	1	200
	298646	13см x 11см (с 2 подушками)		180
	298713	32см x 17,5см (с 2 подушками)		

Ассортимент продукции

Гипсовые бинты

Назначение: Гипсовые бинты ТМ «Білосніжка» применяются в травматологии для лечения переломов костей, травм мягких тканей, болезней суставов и т.д..

Описание: Гипсовые бинты ТМ «Білосніжка» - это полосы медицинской марли, пропитанные высококачественной гипсовой массой, равномерно распределенной на марле и закрепленной бактериостатическим материалом, индифферентным к организму.



Название	Код Морiona	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Бинт гипсовый	94774	10 см x 2,7 м	1	120
	94776	15 см x 2,7 м		120
	94775	20 см x 2,7 м		60

Подкладка ортопедическая ленточная

 (Украинское производство)

Назначение: Ортопедическая подкладка «Білосніжка» предназначена для использования в качестве подкладочного материала под гипсовые, синтетические и компрессионные повязки и шины при различных травмах, особенно сопровождающихся переломом костей, а также при лечении различных заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Описание: Мягкая, комфортная подкладка ТМ «Білосніжка», отлично прилегает к поверхности кожи пациента и тем же облегчает наложение гипсовой повязки. Использование подшинной подкладки ТМ «Білосніжка» при наложении гипсовой повязки значительно упрощает процесс, а также имеет ряд дополнительных преимуществ. Состав: 50% хлопка и 50% вискозы.



Название	Код Мориона	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Подкладка ортопедическая ленточная	330218	7 см х 4,6 м	1	480
	330219	10 см х 4,6 м		360
	330220	15 см х 4,6 м		240



Повязки для голеностопного сустава

 (Украинское производство)

Назначение: повязки применяют в медицинской практике при повреждении связок голеностопного сустава и стопы, в период реабилитации после гипсовых повязок, для профилактики вывихов или травм во время занятий спортом, для профилактики растяжений связок голеностопного сустава у лиц, занимающихся тяжелым физическим трудом, снижения нагрузки на голеностопный сустав и ахиллово сухожилие.

Состав: полиэфир, латекс, хлопок.

Размер повязки подбирается по окружности лодыжки

Название	Код Мориона	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Повязка эластичная для голеностопного сустава	295803	№1 От 18 до 20 см	1	135
	295804	№2 От 21 до 23 см		
	295806	№3 От 24 до 26 см		
	295807	№4 От 27 до 29 см		



Ассортимент продукции



Повязки для лучезапястного сустава

 (Украинское производство)

Назначение: повязку применяют в медицинской практике для лечения травм кисти и лучезапястного сустава, в период реабилитации после снятия гипсовой повязки, при артрозе, артрите; надежное средство профилактики растяжения и травм во время занятий спортом.

Состав: полиэфир, латекс, хлопок.

Размер повязки подбирается по обхвату запястья

Название	Код Морiona	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Повязка эластичная для лучезапястного сустава	295799	№1 От 15 до 16 см	1	135
	295800	№2 От 17 до 18 см		
	295801	№3 От 19 до 20 см		
	295802	№4 От 21 до 21 см		

Ассортимент продукции

Адгезивные бинты

 (Украинское производство)

Назначение: Адгезивный бинт «Білосніжка» (или Кинезио тейп) — это эластичная клейкая лента, является эффективным средством в предупреждении и лечении травм мышц и связок, бинт разработан с целью профилактики и естественного ускорения процесса восстановления и реабилитации. Иногда данный бинт называют «спортивный тейп», sport tape, kinetic tape или «эластичный пластырь».

Состав: хлопок 92% и спандекс 8%.



Название	Цвет	Код Мориона	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Бинт медицинский эластичный ленточный адгезивный	синий	298640	5 см x 5 м	1	96
	розовый	298641			
	телесный	298642			
	черный	438459			
	зеленый	438460			
	желтый	438458			

Ассортимент продукции

Адгезивные бинты

 (Украинское производство)

При производстве кинезиотейпа «Білосніжка» используется хлопок 92% и спандекс 8%. Гипоаллергенный медицинский клей позволяет использовать данный тейп в воде. С внутренней стороны тейп имеет защитный бумажный слой с нанесённой разметкой, облегчающей раскрой изделия для нанесения. Каждый ролик упакован индивидуально. Размер ролика 5см*5м. У нас Вы можете купить такой спортивный эластичный бинт по низкой цене. В каждую упаковку вложена инструкция по применению кинезио тейпа со схемами наложения.

Структура клеящего слоя kinesio tape в виде волн позволяет на микроскопическом уровне приподнимать верхний слой кожного покрова. При наложении бинт не ограничивает эластичность кожных и мышечных тканей, способствуя улучшению естественного кровотока и лимфотока. Эластичность kinesiotape создаёт дополнительное давление, которое стимулирует нервные рецепторы и облегчает болевой синдром.

Особенности кинезио тейпа «Білосніжка»:

- Бинт накладывается в растянутом состоянии.
- Эластичность бинта примерно равна эластичности кожи.
- Позволяет коже дышать.
- Позволяет делать полный диапазон движений и не ограничивает их.
- Можно носить в течение нескольких дней (до 5) не снимая.
- Можно использовать в воде.

Позволяет
коже свободно
дышать

Не сковывает
движения

Можно носить
до 5-ти дней
не снимая

Можно
использовать
в воде

Состав бинта: хлопок 92%, спандекс 8%.

Клеящий слой: гипоаллергенный медицинский
клей в виде волн.

С внутренней стороны тейп имеет защитный бумажный
слой с нанесённой разметкой, облегчающей раскрой
изделия для нанесения.

- Каждый ролик упакован индивидуально.
- Размер ролика 5см*5м.
- Цвет бинта голубой,
розовый,
бежевый.





Фиксирующие бинты

 (Украинское производство)

Назначение: Бинт предназначен для фиксации лечебных повязок, компрессов, перевязочных средств всех типов, канюль и т.д.. Также бинт применяют как фиксирующую повязку с легкой компрессией для поддержания в покое мягких тканей и суставов, для крепления иммобилизирующих шин и частичной иммобилизации. Бинт оказывает равномерное давление на рану способствуя более полному ее заживлению и снижению отеков.

Описание: Неосипающиеся края бинта исключают попадание нитей в рану. В результате поверхностного сцепления последующих слоев бинта между собой, обеспечивается отличная фиксация повязки. Не требует применения дополнительных крепежных элементов, например, застёжек.

Состав: 100% полиэстер.

Преимущества: Не соскальзывает, предоставляет отличный комфорт, хорошо фиксируется, даже при длительном ношении на подвижных суставах. Эластичность позволяет быстро и легко наложить бинт. Имеет высокую проницаемость, может быть стерилизован, устойчив к мазям, поту, маслам и жирным веществам.

Название	Код Мориона	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Бинт фиксирующий эластичный	295797	10см x 3м	1	147
	295798	15см x 4м		72



БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ

Эластичные бинты ТМ «Білосніжка» – это большой ассортиментный ряд бинтов для возможности решения различных проблем! В зависимости от класса бинта, каждый из них имеет специально разработанные показания к применению.

Благодаря своему составу и типу плетения эластичные бинты ТМ «Білосніжка» позволяют коже дышать, поглощают выделения из кожи, обеспечивая, таким образом, ощущение комфорта даже при длительном ношении. Кроме того, они приятны на ощупь и хорошо прилегают к телу.

Бинт укомплектован двумя металлическими фиксаторами с резинкой, позволяющими удерживать бинт в нужном месте при использовании, а также хранить изделие в компактном виде.

Назначение:

- Эластичные бинты малой растяжимости - для лечения тяжелых форм хронической венозной или лимфовенозной недостаточности, варикозной и посттромботической болезни на стадии трофических нарушений кожи, застойных лимфатических отеков и при оказании первой помощи.
- Эластичные бинты средней растяжимости - для лечения варикоза средней тяжести, язв, профилактики умеренного отека, профилактики растяжек и травм, в том числе при занятии спортом. Хирургические вмешательства, беременность, роды - с целью профилактики венозных тромбоцитопения эмболических осложнений. Невозможность подбора компрессионного трикотажа у пациентов с индивидуальными особенностями или деформацией конечностей. Функциональная разгрузка суставов и мышечно-связочного аппарата конечностей.
- Эластичные бинты высокой растяжимости - для лечения поверхностного или раннего варикоза, профилактики гематом и кровотечений после флебэктомий (удаление вен), при физической нагрузке, при растяжении связок, вывихах и др.


Преимущества:

1. Широкий ассортимент (3 вида растяжимости, 12 размеров).
2. Плотное плетение, уменьшает контакт латекса с кожей.
3. Наличие оверлока краев предотвращает их распускание и увеличивает износостойкость бинтов.
4. Бинт укомплектован двумя металлическими фиксаторами с резинкой, что позволяет удерживать бинт в нужном месте при использовании, а также хранить изделие в компактном виде.
5. За счет использования натурального хлопка, эластичные бинты ТМ «Білосніжка» приятны на ощупь и лучше прилегают к телу.

Малой растяжимости, Средней растяжимости, Высокой растяжимости

Размер, см х м	8х1	8х1,5	8х2	8х2,5	8х3	8х4	8х5	10х1,5	10х2	10х3	10х4	10х5
Код Мориона												
Малой растяжимости	295761	295762	295763	295764	295765	295766	295767	295768	295769	295770	295771	295772
Средней растяжимости	295773	295774	295775	295776	295777	295778	295779	295780	295781	295782	295783	295784
Высокой растяжимости	295785	295786	295787	295788	295789	295790	295791	295792	295793	295794	295795	295796

Схема надевания:



БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ



(Украинское производство)

Послеоперационный бандаж применяется в период реабилитации после полостных операций, в том числе родов и кесарева сечения. Бандаж предназначен для поддержки стенок живота, предотвращения расхождения швов, стяжки краев раны, таким образом, способствуя более быстрому заживлению раны после хирургического вмешательства.

Бандаж изготовлен из материала с высоким содержанием хлопка, что делает его приятным на ощупь и не вызывающим раздражений, а также позволяет коже дышать.

Конструкция изделия в форме трапеции делает его универсальным - бандаж подходит как для женской фигуры, так и для мужской - и дает ему возможность плотно прилегать к телу.

Широкая застежка позволяет удобно регулировать размер и применять бандаж на разных этапах послеоперационного периода.



Размер №	1	2	3	4	5	6	7	8
Окружность талии, см	60-67	67-75	75-81	81-87	87-98	98-109	109-120	120-137
Окружность бедер, см	86-95	95-101	101-107	107-113	113-119	119-128	128-137	137-145
Код Мориона	408677	408678	408679	408680	408681	408682	408683	408684

Схема надевания:

1. примите горизонтальное положение тела, лицом вверх;
2. застежки "велкро" размещаются впереди по центру живота;
3. зафиксируйте застежку плотно к телу, создавая необходимую компрессию.



Назначение:

- ранний послеоперационный период после вмешательств в брюшную полость;
- слабость брюшной стенки, расхождение мышц живота;
- тупые и острые травмы живота и поясничной области;
- занятия сезонными полевыми работами;
- работа, требующая поднятия тяжестей (грузчики, спортсмены);
- состояния, когда необходимо втягивание живота.

Преимущества:


1. Изготовлен с использованием хлопка.
2. Анатомическая форма.
3. Широкая застежка.
4. Разработан в соответствии с рекомендациями врачей.
5. Сделано в Украине.

БАНДАЖ ДО/ПОСЛЕРОДОВОЙ



(Украинское производство)

Механизм действия бандажа



Механизм

А Циркулярное давление
В Фиксация эластичными лентами
С Жесткость пластиковых ребер



Эффект

Поддержка брюшной стенки
Стабилизация положения плода
Вертикальная разгрузка поясницы



Размер №	1	2	3	4	5
Окружность бедер, см	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125
Код Мориона	411847	411848	411849	411850	411851

Схема надевания:



Назначение:

- поддержка живота во втором и третьем триместрах беременности;
- боли в пояснице, нарушение осанки, деформация позвоночника в период беременности;
- слабость мышц передней брюшной стенки и тазового дна, склонность к растяжкам;
- повторные беременности;
- большие размеры плода, многоплодие;
- угроза прерывания беременности;
- рубец на матке, многоводие, предлежание или низкое расположение плаценты.

Преимущества:

1. Универсальный в дородовой и послеродовой периоды.
2. Разъемный, конструкция изделия позволяет самостоятельно регулировать степень натяжения изделия.
3. Воздухопроницаемый, не вызывает аллергической реакции.
4. Изготовлен с использованием хлопка.
5. Разработан в соответствии с рекомендациями врачей.

БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

 (Украинское производство)

Бандаж применяется при остеохондрозе, радикулите, смещениях и грыжах межпозвоковых дисков, ущемлении нервов, травмах, хронических болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Благодаря двум ребрам жесткости бандаж обеспечивает поддержку поясницы, расслабление мышц спины и нормализацию кровообращения.

Также бандаж можно применять после родов и операций на брюшной стенке, в том числе после кесарева сечения (вынуть ребра жесткости). Бандаж поддерживает мышцы живота, обеспечивает умеренную компрессию передней брюшной стенки и предотвращает расхождение послеоперационных швов. Два съемных ребра жесткости обеспечивают надежную поддержку и фиксацию в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.


- Уменьшение боли и профилактика травм поясницы.
- Обеспечивает поддержку мышц живота в послеоперационный или послеродовой период (при снятии ребер).
- Предупреждает расхождение послеоперационных швов и возникновения послеоперационных грыж живота (при снятии ребер).

Назначение:

- перенапряжение мышц спины при физических нагрузках;
- при занятиях спортом;
- при малоподвижном образе жизни;
- при остеохондрозе, радикулите, смещениях и грыжах межпозвоковых дисков, ущемлении нервов;
- появление нестабильности в пояснично-крестцовом отделе;
- период реабилитации после травм и операций;
- неврологические проявления.

Преимущества:

1. Изготовлено с использованием хлопка.
2. Дышащая и устойчивая к деформациям ткань.
3. Высота изделия полностью покрывает болевую зону.
4. Разработан в соответствии с рекомендациями врачей.
5. Сделано в Украине.



Размер №	1	2	3	4	5	6	7	8
Окружность талии, см	50-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130
Код Мориона	408669	408670	408671	408672	408673	408674	408675	408676

Схема надевания:

1. примите горизонтальное положение тела, лицом вверх;
2. застежки "велкро" размещаются спереди по центру живота;
3. зафиксируйте застежку плотно к телу, создавая необходимую компрессию.



БАНДАЖ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ



(Украинское производство)

Бандаж пояснично-крестцовый обеспечивает умеренную фиксацию и разгрузку пояснично-крестцового отдела позвоночника. Уменьшает болевые ощущения. Стабилизирует связочно-суставный аппарат поясничных позвонков, снижает вертикальную нагрузку, нормализует тонус мышц.


Назначение:

- остеохондроз, спондилез, остеоартроз межпозвонковых суставов пояснично-крестцового отдела позвоночника с болевым синдромом;
- наличие грыж межпозвонковых дисков;
- спондилолистез или явления нестабильности в пояснично-крестцовом отделе;
- период реабилитации после травм и операций на пояснично-крестцовом отделе позвоночника;
- врожденные аномалии, сопровождающиеся болевым синдромом;
- нарушение структуры тел позвонков в результате остеопороза, опухолевого, туберкулезного и др. процессов;
- неврологические проявления: радикулиты, люмбалгия, люмбоишиалгия, ишиалгия
- профилактика усталости, перенапряжения мышц спины при физических нагрузках, поднятии тяжестей на производстве или в быту;
- при занятиях спортом, при занятиях малоподвижной работой, длительном пребывании в вынужденном положении.

Преимущества:

1. Дополнительные эластичные ремни комфортно располагаются вокруг талии, обеспечивают необходимый уровень компрессии поясницы и позволяют самостоятельно регулировать степень фиксации
2. 4 съемных ребра жесткости обеспечивают надежную поддержку и фиксацию в пояснично-крестцовом отделе позвоночника
3. Бандаж хорошо моделирует контуры тела и незаметен под одеждой
4. Изготовлен с использованием хлопка
5. Разработан в соответствии с рекомендациями врача

Механизм действия бандажа




Механизм

- A Циркулярное давление
- B Фиксация упругими лентами
- C Жесткость пластиковых ребер



Эффект

- Декомпрессия позвоночника
- Стабилизация межпозвонковых суставов
- Вертикальная разгрузки поясницы



Размер №	1	2	3	4	5	6
Окружность талии, см	60-73	73-86	86-99	99-112	112-125	125-138
Код Мориона	411853	411854	411855	411856	411857	411858

Схема надевания:



эластичные
изделия



Mod. 602

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ



(Украинское производство)

Поддерживающий бандаж для руки применяется при переломах и в период ношения гипсовой повязки, в период реабилитации, для иммобилизации верхней конечности, после травм и операций плечевого сустава, плеча, предплечья, лучезапястного сустава, кисти.

Конструкция изделия разработана с учетом рекомендаций профильных врачей.

Бандаж изготовлен из материала с высоким содержанием хлопка, что делает его приятным на ощупь и не вызывающим раздражений.

Конструкция изделия разработана с целью максимально удобного и комфортного применения, поэтому включает:

- дополнительный ремень для фиксации на талии;
- поддерживающую петлю для большого пальца из мягкого материала;
- мягкую широкую подушечку для плеча.

Назначение:

- поддержка руки при травмах: вывихах, подвывихах, переломах плеча, предплечья, кисти;
- частичные повреждения связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения, локтевого сустава;
- парезы, параличи верхних конечностей;
- артриты, артрозы плечевого сустава, плечелопатковые периартриты;
- реабилитация после травм и оперативных вмешательств на верхней конечности;
- травматические невропатии;
- состояния после операций в зоне предплечья.

Преимущества:

1. Изготовлено с использованием хлопка
2. Дополнительный ремень фиксации
3. Поддерживающая петля для пальца
4. Мягкая подушка для плеча
5. Удобное использование
6. Разработан в соответствии с рекомендациями врачей
7. Сделано в Украине

размер № 0



Размер №	0	1	2	3	4
Длина предплечья, см	17-21	21-27	28-33	34-40	41-47
Код Мориона	408664	408665	408666	408667	408668

Схема надевания:

1. надеть бандаж на предплечье и зафиксировать ремень на необходимой высоте;
2. ремень дополнительной фиксации зафиксировать через спину;
3. зафиксировать большой палец на поддерживающую петлю.



БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА



(Украинское производство)

Бандаж коленного сустава применяется при следующих патологиях: артриты, артрозы, деформирующие артрозы, легкие травмы и ушибы, легкие повреждения и растяжения связок, синовиты, бурситы, а также для профилактики травм и заболеваний при физических нагрузках. Применяется в период реабилитации, после ношения гипсовых повязок.


- Конструкция изделия разработана с учетом рекомендаций профильных врачей.
- Бандаж обеспечивает надежную плотную фиксацию и компрессию коленного сустава, благодаря специальной связке в зоне коленной чашечки и в подколенной ямке.
- Высокое содержание натуральных волокон в материале бандажа позволяет коже дышать и не вызывает раздражений.

Назначение:

- нарушение функции коленного сустава;
- травмы коленного сустава;
- профилактика травм коленного сустава во время физических нагрузок;
- разболтанность сустава, которая сопровождается ощущением его нестабильности при ходьбе и описывается пациентом как «подгиб» или «выскакивание» колена;
- при болях при артрите, артрозе, синовитах, бурситах;
- предупреждения отеков.

Преимущества:

1. Надежная фиксация коленного сустава.
2. Наличие больших размеров.
3. Изготовлено с использованием натуральных материалов.
4. Разработан в соответствии с рекомендациями врачей.
5. Сделано в Украине



Размер №	1	2	3	4	5	6	7
Окружность колена, см	28-32	32-36	36-39	39-42	42-46	46-50	50-54
Код Мориона	414472	414473	414474	414475	414476	414477	414478

Схема надевания:

1. примите удобное положение сидя или стоя;
2. поддерживающие ленты на бандаже должны быть справа и слева, узкая часть внизу;
3. надевать бандаж, как чулок.



БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА СОГРЕВАЮЩИЙ

 (Украинское производство)

Бандаж коленного сустава согревающий применяется при следующих патологиях: артриты, артрозы, деформирующие артрозы, легкие травмы и ушибы, легкие повреждения и растяжения связок, синовиты, бурситы, а также для профилактики травм и заболеваний при физических нагрузках. Согревающий наколенный бандаж можно использовать одновременно с компрессами - для усиления эффекта применяемых наружных лекарственных средств.

- Конструкция изделия разработана с учетом рекомендаций профильных врачей.
- Бандаж обеспечивает надежную плотную компрессию коленного сустава, способствует уменьшению болевых ощущений.
- Высокое содержание натуральных волокон в материале бандажа позволяет коже дышать и не вызывает раздражений.
- Материал изделия имеет в своем составе шерстяные нити, обеспечивает согревающий эффект изделия для улучшения кровообращения в тканях коленного сустава, укрепления сустава и нормализации тонуса мышц.

Назначение:

- нарушение функции коленного сустава;
- травмы коленного сустава;
- профилактика травм коленного сустава во время физических нагрузок;
- разболтанность сустава, которая сопровождается ощущением его нестабильности при ходьбе и описывается пациентом как «подгиб» или «выскакивание» колена;
- при болях при артрите, артрозе, синовитах, бурситах;
- предупреждение отеков.

Преимущества:

1. Согревающий эффект.
2. Надежная фиксация коленного сустава.
3. Наличие больших размеров.
4. Произведено с использованием натуральных материалов.
5. Разработан в соответствии с рекомендациями врачей.
6. Сделано в Украине



Размер №	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Окружность колена, см	28-30,5	30,5-33	33-36,5	36,5-39	39-41,5	41,5-44	44-46,5	46,5-49	49-51,5
Код Мориона	408685	408686	408687	408688	408689	408690	408691	408692	408693

Схема надевания:

1. примите удобное положение сидя или стоя;
2. поддерживающие ленты на бандаже должны быть справа и слева, узкая часть внизу;
3. надевать бандаж, как чулок.





Ассортимент продукции

Вата косметическая

 (Украинское производство)

Назначение: Косметическая вата предназначена для разнообразных косметических манипуляций, снятия макияжа, ежедневного гигиенического ухода, может использоваться для детей и взрослых. Обеспечивает максимальный впитывающий и очищающий эффект. Подходит для любых типов кожи и не имеет противопоказаний. Косметическая вата ТМ «Белоснежка» разработана специально для самых требовательных женщин и для ухода за нежной детской кожей.

Описание: Косметическая вата ТМ «Білосніжка» изготовлена из 100% хлопка лучших сортов с повышенной степенью очистки волокон, быстро впитывает влагу. Форма складывания ваты «Зиг-Заг» и перфорация позволяет без дополнительных осложнений отрывать нужное количество ваты, не затрагивая остальной части, что находится в пакете.



Название	Код Мориона	Вес	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Вата медицинская гигиеническая нестерильная "Зиг-Заг" перфорированная	107626	50 г (детская)	1	100
	107628	100 г (косметическая)		50



Ассортимент продукции

Ватные диски



Назначение: Ватные диски ТМ «Білосніжка» предназначены для различных косметических манипуляций, снятия макияжа, ежедневного гигиенического ухода. Могут использоваться для детей и взрослых. Обеспечивают максимальный впитывающий и очищающий эффект. Подходят для чувствительной кожи в области шеи и вокруг глаз.

Описание: Двусторонние ватные диски представляют собой продукт круглой формы, вырезанный из ватной ленты толщиной 4 мм. Ватные диски производятся из 100% хлопка высокого качества по технологии Waterjet. Благодаря современной технологии производства ватные диски не распадаются и не оставляют волокон.

Название	Код Морiona	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Ватные диски	107626	80	35
	107627	100	35
	107628	120	35
	107641	150	35

Ассортимент продукции

Ватные паффы

 (Украинское производство)

Назначение: Ватные паффы ТМ «Білосніжка»- это инновационный продукт, который изменит ваше представление о ежедневном уходе за кожей. Тончайшие ватные прямоугольники, изготовлены из 100 % хлопка высшего качества. С помощью технологии производства и качественного натурального сырья - паффы могут использоваться для самой чувствительной кожи. Поверхность ватных паффов идеально гладкая и нежная. При использовании не возникает скатывание паффа на коже, не оставляет ворсинок, не возникает расслоение и разрывания прямоугольника. Компоненты изделия позволяют быстро и равномерно распределить косметическое средство по поверхности паффа, не впитывая его, а отдавая коже до последней капельки, что значительно экономит расход ваших косметических средств. Тонкая и однородная структура паффа позволяет делать процедуру приятнее и полезнее для вашей кожи передавая тактильное и микро- массажное действия. Ватные паффы предназначены для ежедневного косметического и гигиенического ухода для взрослых и детей.

- **Преимущество:**
- экономное расходование косметических средств
- 100 % натуральный состав, что не вызывает аллергии
- гладкая и нежная поверхность, для чувствительной кожи
- тактильный микро- массаж при использовании



Название	Код Морiona	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Ватные паффы	413870	50 см x 55 см	20	400
	413867		200	63
	413868		300	42
	413869		400	36

Ассортимент продукции

Ватные паффы

 (Украинское производство)

Назначение: Ватные паффы предназначены для личной гигиены вашего малыша с рождения. Ватные паффы помогут ежедневно умыть ребенка и ухаживать за кожными складочками младенца. Сформировав из одного изделия жгутик, удобно чистить нос или ушки. Нанесите на пафф косметическое средство для детей (масла, крема, присыпки, травяные отвары) и протрите кожу ребенку.

- **Преимущество:**
- состав: 100% хлопок
- гипоаллергенные
- без отдушек и любых других примесей
- идеально подходят для ухода за младенцами
- прекрасная альтернатива влажных салфеток и хлопковых платочков
- особо нежные



Название	Код Мориона	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Ватные паффы	437570	100 см x 100 см	100	26

Ассортимент продукции

Ватные палочки



Назначение: Ватные палочки ТМ «Білосніжка» предназначены для ежедневного гигиенического ухода, облегчающие нанесение на кожу лекарственных и косметических средств, помогающих эффективно очистить кожу и удалить излишек жидкости из труднодоступных мест. Ватные палочки классической формы подходят как для взрослых так и для детей.

Описание: Ватные палочки ТМ «Білосніжка» классической формы сделаны из гибкого пластика и 100% высококачественного длиноволокнистого хлопка, отбеленного без применения хлора. Структура хлопка не только обеспечивает высокую гигроскопичность ватного наконечника, но и гарантирует его надежное сцепление с пластиковым держателем, а также предотвращает разволокнение.

Название	Код Мориона	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Ватные палочки	107631	100 (п/э)	50
	107632	200 (п/э)	50
	107636	100 (пластик)	144
	107635	200 (пластик)	96



Ватные палочки детские



Назначение: Ватные палочки помогают эффективно очищать кожу малыша и удалять излишек жидкости из труднодоступных мест - ушных раковин или носовых проходов. Этот продукт существенно упрощает ежедневный гигиенический уход за ребенком, а также облегчает нанесение на кожу лекарственных и косметических средств. Ватные палочки рекомендуются для детей с первых дней жизни.

Описание: Ватные палочки для детей ТМ «Білосніжка» сделаны из гибкого пластика и 100% высококачественного длиноволокнистого хлопка, отбеленного без применения хлора. Форма ватных наконечников имеет специальные ограничители, чтобы предотвратить риск слишком глубокого ввода в носик или ушки малыша. Структура хлопка не только обеспечивает его высокую гигроскопичность, но и гарантирует надежное сцепление ватного наконечника палочки с пластиковым держателем, а также предотвращает его разволокнение. Это позволяет исключить риск некоторых осложнений, встречающихся при использовании других аналогичных палочек, которые не отвечают необходимым критериям безопасности.

Название	Код Мориона	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Ватные палочки детские	107633	60 (пластик)	24



Ассортимент продукции



Впитывающие прокладки для груди

Назначение: Прокладки для груди используются, для того чтобы впитывать молоко, которое может протекать как во время кормления ребенка, так и между кормлениями. Они представляют собой специальные мягкие вкладыши, вставляющиеся внутрь бюстгалтера, что позволяет сохранить его сухим и не испачкать одежду.

Описание: Впитывающие прокладки для груди одноразовые ТМ «Білосніжка» – прокладки анатомической формы с шестислойной структурой. Характеризуются дышащим, водонепроницаемым наружным слоем. Внутри прокладки находятся два слоя поглощающих материалов: мягкий слой целлюлозы и тонкий слой абсорбента. Прокладки сделаны с учетом, того, чтобы внутренняя поверхность оставалась сухой (что помогает избежать воспаления сосков).

Название	Код Мориона	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Впитывающие прокладки для груди одноразовые	299651	30	24



Ассортимент продукции



Одноразовые пеленки

 (Украинское производство)

Назначение: Гигиенические пеленки ТМ «Білосніжка» это одноразовый средство гигиены, которое используется как средство для ухода за детьми, больными, страдающими недержанием, применяются в хирургии, в после операционный период, в косметологии. Могут использоваться в качестве дополнительной защиты постельного белья.

Описание: Одноразовые пеленки «Білосніжка» состоят из впитывающего суперабсорбента (SAP) и распушенной целлюлозы. Одна сторона пеленки - мягкая и впитывающая, другая - покрыта водонепроницаемым материалом, что позволяет избежать протекания.

Название	Код Мориона	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Пеленки гигиенические универсальные	276460	40 см x 60 см	5	53
	283303		10	26
	317250		25	10
	323852		265	1
	283300	60 см x 60 см	5	26
	283821		15	12
	317252		30	6
	353854		180	1
	276269	90 см x 60 см	5	27
	317249		10	13
	317254		30	4
	323856		135	1

Ассортимент продукции

Одноразовые пеленки

 (Украинское производство)

Назначение: Пеленки гигиенические «Білосніжка» - Компактные. Экономное использование с достаточной поглощающей способностью делают пеленки ТМ «Білосніжка» выгодным предложением для экономных потребителей. Пеленки выполняют функцию защиты постельного белья и матраса, они эффективны и многофункциональны.

Описание: Верхняя сторона пеленки – мягкий нетканый материал, а нижняя – специальная изолирующая пленка, которая препятствует протеканию. Между ними размещен комбинированный впитывающий слой из поглощающих материалов.



Название	Код Мориона	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Пеленки гигиенические «Компактные»	437553	40 см x 60 см	30	18
	437554	60 см x 60 см		12
	437555	90 см x 60 см		12



Подгузники для взрослых

Назначение: Подгузники для взрослых ТМ «Білосніжка» рекомендованы для использования в случае неспособности контролировать процессы мочеиспускания. Эффективны как при средней так и при тяжелой форме недержания.

Описание: Подгузник - гигиеническое средство, способное поглощать влагу и превращать ее в гель, что предотвращает возможность вытекания влаги наружу. При производстве подгузников используются целлюлоза и сухой гранулированный порошок - суперабсорбент (SAP). Суперабсорбент (SAP) - это влагоудерживающее вещество, при контакте с жидкостью превращается в гель, таким образом, кожа пациента остается сухой и здоровой. Нейтрализатор запаха удерживает неприятный запах внутри подгузника. Индикатор влагонасыщения позволяет определить степень наполнения подгузника, что позволяет избежать протекания.

Название	Код Морiona	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
Подгузники для взрослых универсальные	283308	M (70-100 см)	10	10
	286683		30	4
	286681	L (100-150 см)	10	12
	286682		30	4
	283305	XL (120-164 см)	10	12
	286684		30	4



Ассортимент продукции



Индивидуальный перевязочный пакет кровоостанавливающий

Назначение: Индивидуальный перевязочный пакет кровоостанавливающий стерильный (далее - ИППК) ТМ «Білосніжка» - это перевязочное средство, которое предназначено для оказания медицинской помощи при ранениях, для перевязывания ран и обеспечение эффективного давления на источник кровотечения.

Описание: ИППК состоит из эластичного бинта, одной или двух поглощающих подушек и пластиковых фиксаторов (С-образная скоба и зажим для фиксации бинта). В зависимости от потребности и размера раны рекомендуется использовать различные пакеты ИППК которые имеют поглощающие подушки, размером 10 см x 18 см, 15 см x 18 см или 30 см x 30 см. ИППК изготавливаются с одной или двумя подушками одного размера. В исполнении изделия с одной подушкой, она пришивается к эластичному бинту. Если изделие имеет две подушки, одна из них является подвижной, и используется для наложения на сквозное ранение. ИППК с подушкой 30 см x 30 см имеют нашитую на подушечку полиэтиленовую пленку, которая может использоваться в качестве окклюзионной повязки на грудную клетку при пневмотораксе. Пластиковые фиксаторы используются для дополнительного давления на рану (С-образная скоба) и фиксации эластического бинта (зажим для фиксации бинта).

Название	Код Мориона	Размер	Количество в уп.	Количество в тр. уп.
ИППК стерильный с одной подушкой	444815	10см x 18см	1	150
	444831	15см x 18см		90
	444832	30см x 30см		60
ИППК стерильный с двумя подушками	444833	10см x 18см	1	100
	444834	15см x 18см		75



ООО «ЛексТрейд»
www.lextrade.com.ua